

Q&A

犬隻有下痢症狀，但是檢測結果為陰性的原因？

1. 可能是其他原因造成的下痢（如細菌性或過敏）。
2. 疾病處於檢測空窗期或病毒量不足，建議2-3天後再進行第二次檢驗以確診。

犬隻沒有下痢症狀，但是檢測結果為陽性的原因？

1. 施打疫苗造成的偽陽性，建議施打疫苗後15-30天再進行檢驗。
2. 犬隻為不顯性（無症狀）感染。

為什麼選擇百衛快速檢驗套組？

百衛所有檢測試紙產品皆在台灣自行研發生產製造，並擁有台灣第一通過ISO/IEC 17025認證的寵物疾病檢測實驗室，生產過程均比照人用檢驗產品品質體系，透過內部實驗室與疾病診斷中心嚴格的監控，品質得到保障。




248020 新北市新莊區五工五路25號6樓
電話: 02-5591-6688 傳真: 02-6625-8182
Email: service@bioguard.com.tw
網址: www.bioguardlabs.com



VLabs 3DX

犬下痢三合一 快速檢測套組

犬小病毒 / 犬冠狀病毒 / 梨形鞭毛蟲



三種下痢疾病

一次檢驗

犬小病毒腸炎

Canine parvovirus enteritis




犬小病毒腸炎是一種發病及死亡率都很高的傳染病，可藉糞便、嘔吐物、污染的食物或器具等傳播，造成腸胃道和免疫系統的問題。

典型症狀為發燒、抑鬱、厭食、間歇性嘔吐、惡臭的下痢和體重下降等腸胃道症狀。糞便常呈現惡臭帶有的血樣下痢便，是一種死亡率很高的傳染病。所有年齡犬隻都會感染，尤其是沒有施打疫苗犬隻及幼犬。

犬冠狀病毒腸炎

Canine coronavirus enteritis



犬冠狀病毒腸炎和犬小病毒類似，也是一種具有高度傳染性的病毒性腸道疾病，同樣可藉糞便、嘔吐物、被糞便污染的食物或器具等傳播。

臨床症狀亦類似犬小病毒腸炎：間歇性嘔吐、厭食、輕微發燒、下痢。有時也會有呼吸道症狀，此疾病也容易與犬小病毒合併感染而使死亡率提高。

何時需要進行 犬下痢三合一快篩

- ✓ 新狗狗領養前
- ✓ 疫苗施打前
- ✓ 下痢疾病診斷

使用檢體

犬隻糞便



結果判讀

CPV CCV GIA

CPV CCV GIA



若檢驗結果與臨床不符，請洽詢獸醫師詢問

百衛 犬下痢三合一快速檢測套組



- ▶ 高敏感性及特異性
- ▶ 三種下痢疾病一次檢驗
- ▶ 操作簡便快速
- ▶ 10分鐘內判讀結果

梨形鞭毛蟲

Giardia



梨形鞭毛蟲是一種主要寄生於腸胃道的原蟲類寄生蟲，只能在顯微鏡下才能看到它的蹤跡，常會引發犬貓的急慢性腹瀉，偶爾也會造成吸收不良及嘔吐。

很多長期腹瀉的病例，其實都有梨形鞭毛蟲的感染，但因為糞便檢查只有60%的檢出率，所以在臨床上若發現有犬貓長期腹瀉時，除了細心的糞便顯微鏡檢查外，最好也能進行商品化檢驗套組的檢驗。

