

# Q&A

貓貓有下痢的症狀，可是檢測結果是陰性？

1. 可能是其他病原造成的下痢（如其他細菌、病毒或是消化不良等）
2. 疾病處於檢測空窗期或是病毒量不足，建議2-3天後再進行第二次採檢。

貓貓沒有症狀，可是卻檢測為陽性？

1. 施打疫苗造成的偽陽性，建議施打疫苗後15 - 30天後再進行檢驗。
2. 為不顯性（無症狀）感染。

要怎麼預防貓貓得到貓小病毒？

1. 新養貓貓之前，建議要先進行隔離，做完健康檢查、打完疫苗，才能跟其他貓貓接觸。
2. 貓小病毒疫苗為貓核心疫苗之一，所有貓貓都應該**定期注射疫苗**，可以保護貓貓不受感染。

為什麼選擇百衛快速檢驗套組？

百衛所有檢測試紙產品皆在台灣自行研發生產製造，並擁有台灣第一通過 ISO/IEC 17025 認證的寵物疾病檢測實驗室，生產過程均比照人用檢驗產品品質體系，透過內部實驗室與疾病診斷中心嚴格的監控，品質得到保障。



台灣新北市新莊區五工五路25號6樓  
電話: 02-5591-6688 傳真: 02-6625-8182  
Email: service@bioguard.com.tw  
網址: www.bioguardlabs.com



Feline  
3DX

貓下痢三合一  
快速檢測套組



小病毒抗原

貓冠狀病毒抗原

梨形鞭毛蟲抗原

## 貓貓拉肚子了!! 怎麼辦!?

造成貓咪下痢的請況很多，包括飲食改變、餵食方式不當、細菌或病毒感染、寄生蟲感染等。其中常造成貓咪下痢的病原包含貓小病毒、貓冠狀病毒、梨形鞭毛蟲、毛滴蟲等。由於這些病原的治療方式都不一樣，因此**正確判斷造成下痢的原因才能有效進行治療。**



### 貓小病毒

Feline parvovirus, FPV



貓小病毒 (Feline parvovirus) 會引起貓瘟，又稱貓泛白血球減少症 (Feline Panleukopenia)，這個病毒會攻擊身體的腸黏膜細胞、淋巴組織及骨髓，造成腸炎及泛白血球減少。

幼貓體內來自母貓的移行抗體在10-12週齡會開始減少，所以容易在這時期感染發病，症狀包含發燒、疲倦、食慾下降，之後發展成嘔吐、下痢、甚至低體溫的狀況，**死亡率為 50% - 80%。**

### 梨形鞭毛蟲


Giardia



梨形鞭毛蟲是一種主要寄生於腸胃道的原蟲類寄生蟲，只能在顯微鏡下才能看到它的蹤跡，常會引發犬貓的急慢性腹瀉，偶爾也會造成吸收不良及嘔吐。很多長期腹瀉的病例，其實有梨形鞭毛蟲的感染，但因為糞便檢查只有60%的檢出率，所以在臨床上若發現有犬貓長期腹瀉時，除了細心的糞便顯微鏡檢查外，最好也能進行商品化檢驗套組的檢驗。

### 貓冠狀病毒

Feline coronavirus, FCoV



貓冠狀病毒 (FCoV) 是一種非常普遍的病原，來自繁殖場的貓平均有75%的貓隻曾感染過冠狀病毒，一般家貓也有約25%的盛行率。

貓冠狀病毒在貓身上引起的疾病主要有二種，分別為貓傳染性腹膜炎 (feline infectious peritonitis, FIP)及貓冠狀病毒腸炎 (feline coronavirus enteritis)。

其中大部分的貓隻感染的是腸內型冠狀病毒 (FECV)，感染後只會有輕微的下痢或是根本沒有任何症狀。但是當貓隻感染腸內型冠狀病毒後，此病毒有5%-12%機率在**貓體內突變成貓傳染性腹膜炎病毒 (FIPV)**，一旦發生突變就有較高機率會發生貓傳染性腹膜炎 (FIP)。FIP發病後的死亡率非常高，且目前國內無合法藥物可有效治療。

## 百衛 Feline 3DX 貓下痢三合一快速檢測套組

高敏感性及特異性

操作簡便快速

快速得知結果



### 何時需要檢測?

貓有下痢症狀時  
新養貓咪健康檢查  
接觸過其他貓咪後

### 結果判讀

陽性



陰性



若檢驗結果與臨床不符，洽詢獸醫師詢問